## フェイスシールド(メガネタイプ) Face Shield





わずか30gの超軽量設計で長時間つけていても邪魔にならず、クリアな視界で飛沫感染防止対策が可能です。バンドタイプとは異なり肌に密着しないので、通気性に優れています。顔全体を覆うことで、マスクでは防ぐことが出来なかった目の粘膜まで保護できます。



メガネの上から 装着できます



飲食店、受付など 接客業に最適



マスクとの併用も 可能です



シールドは安心のPET素材で ゴミ捨て簡単、着脱タイプで 定期交換して利用可能です

## ■取付は簡単4ステップ



①シールドに付いている フィルムを剥がします。※



②フレーム側面のストッパー を取付穴から抜きます。



③シールドとフレームの取付穴の位置を合わせます。



④ストッパーをシールドに 差し込み固定します。 反対側も同様に固定します。

#### ※フィルムが剥がしにくい方へ




フィルムにセロハンテープを貼り、テープを引っ張ると簡単に剥がすことができます。

## UVカット仕様 フェイスシールド(メガネタイプ) UV cut Face Shield

## UVカット仕様で同時に紫外線対策





UVカットを表す ロゴ入り



紫外線 99%カット

フェースシールドを屋外で使用する場合、シールドの屈折率により顔全体に光を集めてしまうことが懸念されていました。本製品はシールド部にUVカット加工を施し、有害な紫外線を99%カットすることで、顔への紫外線によるダメージを防ぐ紫外線対策品でお使いいただけます。

### 製品詳細



	素材	フレーム:PC (ポリカーボネート)
		シールド:PET (ポリエチレンテレフタレート)
	サイズ	フレーム: 約14cm×16cm×5cm
		シールド: 約25cm×19.5cm
	備考	UVカット率99%※

※紫外線を完全に遮断するものではありません。

# こども用サイズ フェイスシールド(メガネタイプ)

Face Shield for Kids





学校や学習塾など人が 集まる場所での使用に最適



幼児~小学生の サイズに最適です



遊びながらでも邪魔に なりにくく、クリアな視界を



メガネをかける感覚で 快適な着け心地 (メガネの上からでも装着可)

これまでのメガネタイプのフェイスシールドは大人用 のワンサイズのみしかありませんでしたが、フレーム、 シールドのサイズも子供用に最適化。

シールドのストッパー部分も新たにグリーンのカラー を採用しました。

マスクを嫌がるお子様の飛沫感染防止対策にも お使いいただけます。

## この製品はメガネの上からでも大丈夫!



   素材	プレーム:PC (ポリカーボネート)
	シールド:PET (ポリエチレンテレフタレート)
サイズ	フレーム: 約12.8cm×13.7cm×4.4cm
	シールド: 約22cm×17cm


#### **Dealer information** 販売店情報

表示灯株式会社の

飛沫感染防止対策商品ラインナップ



折りたたみ式 ワークガード





飛沫感染防止対策商品の 詳しい情報はこちら

QRコードから簡単アクセス



東京都港区南青山5丁目12-22 ナビタ東灯ビル 〒107-0062

表示灯株式会社

TEL. 03-3797-4711 https://www.hyojito.co.jp

当社担当者名(

FAX番号 03-3797-4710

受付時間:平日10:00~17:00